

## *Plasmapp - Plasmasterilisator - Sterlink*

### **Veilige en effectieve sterilisatie van medische apparatuur.**

De Sterlink Plasmapp sterilisator is een veilige, effectieve oplossing voor het steriliseren van chirurgische instrumenten en andere medische apparatuur.

- **Snelheid en efficiëntie:** De Plasmapp sterilisator onderscheidt zich door zijn zeer korte cyclustijden, slechts 4 minuten voor de "Wrap" modus en minder dan 30 minuten voor de "Bowl" modus.
- **Geavanceerde technologie die veilig en schoon is:** In tegenstelling tot traditionele sterilisatiemethoden maakt de Plasmapp gebruik van plasmatechnologie, een geïoniseerd gas, om micro-organismen te elimineren. Dit proces heeft het voordeel dat het geen overmatige hitte genereert, wat gevoelige instrumenten beschermt en een effectieve sterilisatie bij lage temperaturen garandeert.
- **Gebruiksgemak en ergonomie:** dankzij de intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface met een 7-inch touchscreen is het apparaat snel en eenvoudig te bedienen.



### Technische kenmerken

Schermb	7-inch aanraakscherm	Snelheid en efficiëntie	Korte cyclustijden (4 minuten in de modus Pack, 30 minuten in de modus Tank)
Afmetingen	264 x 410 x 125 mm	Veilige en schone state-of-the-art technologie	Sterilisatie bij lage temperatuur, geen overmatige hitte, geen giftig afval
Gewicht	67 kg	Gebruiksgemak en ergonomie	Intuïtieve interface, 7-inch touchscreen, geïntegreerde printer
Verbruiksartikelen	Peroxyde d'hydrogène (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )		

EN 13060	Sterilisatie van medische producten - Gassterilisatoren - Eisen en beproeving
ISO 13485	Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor regelgevingsdoeleinden

