

## *Aeonmed – Station d'anesthésie – 7200A*

### **La station d'anesthésie pour petits animaux : complète et fiable**

Conçu pour garantir une anesthésie sûre et efficace aux animaux de compagnie pesant jusqu'à 200 kg. D'inspiration humaine, elle a fait ses preuves dans le domaine médical et offre des fonctionnalités avancées pour une utilisation optimale en clinique vétérinaire.

- **Appareil complet et fiable:** issu de la médecine humaine et ayant fait ses preuves
- **Facile à utiliser:** grâce à l'écran tactile et aux commandes intuitives
- **Polyvalent:** offre plusieurs modes de ventilation et fonctionne en circuit fermé, ouvert ou semi-ouvert



### Caractéristiques techniques

Dimensions	1356 x 845 x 620 mm	Modes de ventilation	IPPV, PCV, SIMV et PS
Poids	110 kg	Volume de ventilation	5 à 1500 ml
Écran tactile	8,4 pouces	Fréquence de ventilation	4 à 100 par minute
Alimentation	Électrique avec batterie de secours (minimum 2 heures)		

Circuit respiratoire	Fermé, ouvert ou semi-ouvert
Fabricant	Aeonmed

