

Aeonmed - Werkstation voor anesthesie - 7200A

Het anesthesiestation voor kleine dieren: compleet en betrouwbaar

Ontworpen om huisdieren tot 200 kg veilig en effectief te verdoven. Geïnspireerd door de menselijke geneeskunde, heeft het een bewezen staat van dienst op medisch gebied en biedt het geavanceerde functies voor optimaal gebruik in dierenklinieken.

- **Compleet, betrouwbaar apparaat:** gebaseerd op beproefde en geteste menselijke geneeskunde
- **Gebruiksvriendelijk:** dankzij het touchscreen en de intuïtieve bediening
- **Veelzijdig:** biedt verschillende beademingsmodi en werkt in gesloten, open of halfopen circuits



Technische specificaties

Afmetingen	1356 x 845 x 620 mm	Ventilatiemodi	IPPV, PCV, SIMV en PS
Gewicht	110 kg	Ventilatievolume	5 tot 1500 ml
Aanraakscherm	8,4 inch	Ventilatiefrequentie	4 tot 100 per minuut
Stroomvoorziening	Elektrisch met batterij back-up (minimaal 2 uur)		

Ademhalingscircuit	Gesloten, open of halfopen
Fabrikant	Aeonmed

