

Midmark – Anesthésie VMS – Matrix

ENSEMBLE D'ANESTHÉSIE CIRCULAIRE MATRIX : MODÈLE STANDARD

Matrix est un système d'anesthésie et de ventilation manuelle complet pour les animaux de 1 à 200 kg. Robuste et facile d'entretien, il est disponible en modèle mural ou sur pied et se combine parfaitement avec l'oxyconcentrateur Kroeber.

- **Évolutif et polyvalent :** Adapté aux animaux de 1 à 200 kg, il permet l'anesthésie et la ventilation manuelle pour une large variété d'espèces.
- **Facile d'utilisation et d'entretien :** Son design intuitif et ses composants robustes en font un outil fiable et pratique pour les vétérinaires.
- **Sécurité optimale :** Le circuit circulaire avec soupapes de sécurité et le monitoring complet garantissent une anesthésie sécurisée pour vos patients.



Caractéristiques techniques

Dimensions	137 x 30,5 cm (encombrement au sol : 68,5 cm)	Circuit patient	15mm et 22mm
Poids	24 kg	Capacité	Animaux de 1 à 200 kg
Manomètre	-60 à +60cm H2O	Circuit	Ouvert-Fermé ou Semi-fermé
Débitmètre	0.2 à 4l/min à double visualisation		

Ballon	1 et 2 L
Boîte à chaux	Absorption du CO2

