

# Midmark - VMS Anesthesie - Matrix

## **MATRIX CIRCULAIRE ANESTHESIESET: STANDAARDMODEL**

Matrix is een compleet handmatig anesthesie- en beademingsstelsel voor dieren van 1 tot 200 kg. Het is robuust en gemakkelijk te onderhouden, het is verkrijgbaar als wandmodel of vrijstaand model en het is perfect te combineren met de Kroeber oxyconcentrator.

- **Schaalbaar en veelzijdig:** Geschikt voor dieren van 1 tot 200 kg, biedt anesthesie en handmatige beademing voor een grote verscheidenheid aan diersoorten.
- **Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk:** Het intuïtieve ontwerp en de robuuste onderdelen maken het een betrouwbaar en praktisch hulpmiddel voor dierenartsen.
- **Optimale veiligheid:** Het cirkelvormige circuit met veiligheidskleppen en volledige bewaking garanderen een veilige anesthesie voor uw patiënten.



### Technische kenmerken

Afmetingen	137 x 30,5 cm (voetafdruk: 68,5 cm)	Patiëntencircuit	15 mm en 22 mm
Gewicht	24 kg	Capaciteit	Dieren van 1 tot 200 kg
Manometer	-60 tot +60cm H2O	Circuit	Open/Gesloten of Halfgesloten
Debietmeter	0,2 tot 4l/min met dubbele weergave		

Ballon	1 en 2 L
Kalk doosje	CO2 opname

