

## ***Mallard – Station d'anesthésie pour grands animaux – 2800C-P***

### **Station d'anesthésie robuste et silencieuse**

Conçue pour durer, la station offre un large éventail de fonctionnalités pour une anesthésie sûre et efficace des grands animaux.

- **Sécurité optimale :** Contrôle électronique du système et alarmes pour une anesthésie sans stress.
- **Facilité d'utilisation :** Écran LCD intuitif et nettoyage facile sans démontage.
- **Polyvalence et performance :** Soufflet de 18 litres pour une ventilation optimale, compatible avec 2 cuves d'anesthésiants et utilisable pour la chirurgie équine.



### Caractéristiques techniques

Dimensions	76 x 60 x 144 cm	Contrôles	- Temps d'inspiration : 0,1 à 3 secondes - Flux d'inspiration : 10 à 650 L/min - Pression d'inspiration : 10 à 70 cm H2O - Rythme respiratoire : 2 à 80 BPM
Poids	68 kg	Alarmes et alertes	- Défaut de cycle (visuel et sonore) - Pression de gaz basse (visuel et sonore) - Panne de courant (visuel et sonore)
Volume du soufflet	18 litres (grands animaux)	Système de sécurité	Limiteur de surpression (80 cm H2O, réglable)
Option 2800C-P	2 à 2,2 litres (petits animaux)		

Piège à gaz	Port de 19 mm
Volume de l'absorbant pour chaux sodée	6 litres (grands animaux)

