

Mallard - Werkstation voor anesthesie bij grote dieren - 2800C-P

Robuust en stil anesthesiewerkstation

Het station is gebouwd om lang mee te gaan en biedt een groot aantal functies voor een veilige en effectieve anesthesie van grote dieren.

- **Optimale veiligheid:** elektronische systeemcontrole en alarmen voor een stressvrije anesthesie.
- **Gebruiksgemak:** intuïtief LCD-scherm en eenvoudige reiniging zonder demontage.
- **Veelzijdigheid en prestaties:** balg van 18 liter voor optimale ventilatie, compatibel met 2 anesthesietanks en geschikt voor paardenchirurgie.



Technische specificaties

Afmetingen	76 x 60 x 144 cm	Besturingselementen	- Inspiratietijd: 0,1 tot 3 seconden - Inspiratiestroom: 10 tot 650 L/min - Inspiratiedruk: 10 tot 70 cm H ₂ O - Ademhalingsfrequentie: 2 tot 80 BPM
Gewicht	68 kg	Alarmen en waarschuwingen	- Cyclusfout (visueel en hoorbaar) - Lage gasdruk (visueel en hoorbaar) - Stroomuitval (visueel en hoorbaar)
Balgvolume	18 liter (grote dieren)	Beveiligingssysteem	Overdrukventiel (80 cm H ₂ O, instelbaar)
Optie 2800C-P	2 tot 2,2 liter (kleine dieren)		

Gasval	19 mm poort
Absorptievolume voor natronkalk	6 liter (grote dieren)

