

## *BLT Biolight – Monitoring – P12*

### **Surveillance complète** de tous les paramètres vitaux des organes

Le BLT Biolight – Monitoring – P12 dispose d'un écran tactile capacitif TFT LCD de 12,1 pouces haute résolution, d'une batterie lithium rechargeable et de connexions LAN/sans fil.

- **Surveillance complète et précise** : Le moniteur offre une surveillance complète de tous les paramètres vitaux des organes, y compris la SpO2, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température respiratoire et l'ECG.
- **Conception modulaire et portable** : Le système est modulaire et léger, ce qui facilite son transport et son utilisation dans différentes salles d'opération.
- **Interface utilisateur intuitive et conviviale** : Le moniteur dispose d'un écran tactile TFT LCD de 12,1 pouces haute résolution avec une interface utilisateur intuitive et conviviale.



### Caractéristiques techniques

Écran	Écran tactile TFT LCD de 12,1 pouces	Connectivité	LAN/sans fil
Résolution	1920×1080 pixels	Cadre de module	4 fentes
Luminosité	Réglage automatique en fonction de la lumière ambiante	Assistant vocal	Inclus
Batterie	Lithium rechargeable 11.1V – 5.000mAH		

SpO2	Nellcor/Masimo
Pression artérielle	Suntech Vet NIBP

