

BLT Biolight – Monitoring – P12

Volledige bewaking van alle vitale orgaanparameters

De BLT Biolight - Monitoring - P12 heeft een 12,1" TFT LCD capacitief touchscreen met hoge resolutie, een oplaadbare lithiumbatterij en LAN/draadloze aansluitingen.

- **Uitgebreide en nauwkeurige bewaking:** De monitor biedt uitgebreide bewaking van alle vitale orgaanparameters, waaronder SpO2, bloeddruk, hartslag, ademhalingstemperatuur en ECG.
- **Modulair en draagbaar ontwerp:** Het systeem is modulair en lichtgewicht, waardoor het gemakkelijk te vervoeren en te gebruiken is in verschillende operatiekamers.
- **Intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface:** De monitor heeft een 12,1" TFT LCD-touchscreen met hoge resolutie en een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface.



Technische kenmerken

Scherf	12,1-inch TFT LCD-aanraakscherf	Connectiviteit	LAN/draadloos
Resolutie	1920x1080 pixels	Module frame	4 slots
Helderheid	Automatische aanpassing aan het omgevingslicht	Spraakassistent	Inbegrepen
Batterij	Opladbaar lithium 11,1V - 5.000mAH		

SpO2	Nellcor/Masimo
Bloeddruk	Suntech Vet NIBP

