

BLT Biolight – Monitoring – M880 Vet

M880 Vet : La surveillance vétérinaire simplifiée

Le M880 Vet est un capnographe portable révolutionnaire conçu pour les cliniques vétérinaires et les interventions en urgence. Sa technologie de pointe offre une surveillance précise et fiable des paramètres vitaux respiratoires, garantissant une meilleure prise en charge de vos patients.

- **Meilleure prise en charge des patients :** Le M880 Vet offre une surveillance précise et fiable des paramètres vitaux respiratoires, permettant une détection précoce des anomalies et un diagnostic plus rapide.
- **Confiance accrue pour les vétérinaires :** L'accès à des données en temps réel sur l'état respiratoire des animaux offre aux vétérinaires une tranquillité d'esprit pendant les interventions chirurgicales et les situations critiques.
- **Efficacité accrue pour les cliniques :** Le M880 Vet simplifie le flux de travail en centralisant la surveillance des données vitales.



Caractéristiques techniques

Écran	Tactile 4,8 pouces	Connectivité	USB, Bluetooth
Paramètres surveillés	EtCO ₂ , rythme respiratoire (option : SpO ₂ , PR)	Dimensions	142 mm (L) x 78 mm (H) x 36 mm (P)
Autonomie	Plus de 18 heures	Poids	500 g (configuration complète)
Batterie	Lithium-ion rechargeable, 4800 mAh		

Stockage de données	96 500 groupes de données
Sac de transport	Inclus

