

BLT Biolight – Monitoring Vétérinaire – Q5

Son poids léger et son design compact facilitent son utilisation

En résumé, le moniteur Q5 est un outil précieux pour les vétérinaires qui recherchent un appareil de surveillance modulaire, compact, fiable et facile à utiliser.

- **Modularité et extensibilité** : Le Q5 dispose de 2 slots pour modules optionnels, permettant de personnaliser la configuration en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- **Légèreté et compacité** : Avec un poids inférieur à 4,5 kg et un design compact, le Q5 est facile à transporter et à utiliser.
- **Précision et la fiabilité de ses données** : Le Q5 utilise des technologies de pointe pour fournir des données précises et fiables sur les paramètres vitaux des patients.



Caractéristiques techniques

Écran	Écran tactile TFT LCD 12,1 pouces	Alimentation	AC 100-240V 50/60Hz, Batterie lithium-ion rechargeable 4000 mAh
Dimensions	318 x 264 x 152 mm	Autonomie	≥ 210 minutes (utilisation normale et charge complète)
Poids	< 4,5 kg	Mémoire	Tendances : 168 heures, Revue des mesures NIBP : 1000 groupes, Événements d'alarme : 500 groupes
Modules standard	ECG 3/5 dérivations, HR, RESP, NIBP, SpO2 (Nellcor), TEMP		

Modules optionnels	2x Température, 2x Pression invasive (IBP), Enregistreur thermique, NIBP Suntech, SpO2 Nellcor, SpO2 Masimo, EtCO2 (Sidestream, Mainstream, Microstream), AG (Mainstream)
Certifications	CE

