

BLT Biolight – Pompe à perfusion – P600

Le Biolight P600 est une pompe à perfusion de haute qualité

Compatible avec les sets IV universels, la P600 est équipée d'un moteur silencieux et d'un capteur de bulles à ultrasons.

- **Polyvalence** : Le moniteur Biolight P600 offre un large éventail de fonctionnalités, ce qui le rend adapté à une utilisation dans de nombreux contextes cliniques.
- **Facilité d'utilisation** : L'interface utilisateur est simple et claire, et les données sont affichées de manière concise et facile à lire.
- **Portabilité** : Le moniteur Biolight P600 est compact et léger, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser dans différents environnements. Il est également doté d'une batterie rechargeable longue durée, ce qui permet de l'utiliser sans fil pendant plusieurs heures.



Caractéristiques techniques

Écran	Écran LCD couleur de 4,2 pouces à haute définition	Débit	1 à 1200 ml/h
Dimensions	174 x 126 x 215 mm	Précision	± 2%
Poids	2,5 kg	Alarmes	Alarme de fin de perfusion, alarme de pression, alarme de batterie faible
Modes de perfusion	Perfusions goutte à goutte et volumétrique		

Alimentation	Batterie rechargeable / Secteur
Batterie	Rechargeable et intégrée

