

BLT Biolight - Infuuspomp - P600

De Biolight P600 is een hoogwaardige infuuspomp

De P600 is compatibel met universele IV-sets en is uitgerust met een stille motor en een ultrasone belsensor.

- **Veelzijdigheid:** De Biolight P600 monitor biedt een breed scala aan functies, waardoor hij geschikt is voor gebruik in veel klinische omgevingen.
- **Gebruiksgemak:** De gebruikersinterface is eenvoudig en duidelijk en de gegevens worden weergegeven in een beknopt, gemakkelijk te lezen formaat.
- **Draagbaarheid:** De Biolight P600 monitor is compact en licht, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken is in verschillende omgevingen. Hij heeft ook een duurzame oplaadbare batterij, zodat hij meerdere uren draadloos gebruikt kan worden.



Technische kenmerken

Schermb	4,2-inch LCD-kleurenscherm met hoge definitie	Stroom	1 tot 1200 ml/u
Afmetingen	174 x 126 x 215 mm	Precisie	± 2%
Gewicht	2,5 kg	Alarmen	Alarm einde infusie, drukalarm, alarm batterij bijna leeg
Infuusmodi	Infuus en volumetrische infusies		

Stroomvoorziening	Oplaadbare batterij / Lichtnet
Batterij	Opladbaar en geïntegreerd

