

BLT Biolight – Monitoring – M8000A

Moniteur M8000A pour animaux de compagnie

Le moniteur M8000A est un outil précieux pour les vétérinaires et les techniciens vétérinaires qui recherchent un moniteur fiable, précis et facile à utiliser.

- **Polyvalence et précision :** Il mesure l'ECG, la SpO2, la PNI, le NIBP, la température et la respiration, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans une variété de contextes cliniques.
- **Facilité d'utilisation et portabilité :** Sa poignée pratique permet un transport facile, et son interface intuitive facilite la navigation et l'analyse des données.
- **Fiabilité et sécurité :** Le moniteur M8000A est doté d'alarmes physiologiques et techniques indépendantes pour garantir la sécurité du patient.



Caractéristiques techniques

Dimensions	300 x 230 x 120 mm	Forme d'onde	Jusqu'à 10
Poids	3,5 kg	Paramètres mesurés	ECG, SpO2, PNI, NIBP, Température, Respiration
Batterie	Batterie plomb-acide scellée rechargeable 12V2.3Ah	Écran	LCD TFT 10,4" haute résolution
Alarmes	Physiologiques et techniques indépendantes		

Câble ECG	5 conducteurs (IEC, 12 broches, crypté)
Électrodes ECG	Pince crocodile (réutilisables, connecteur à pression, 5pcs/set)

