

BLT Biolight – Monitoring – M8000A

M8000A-monitor voor huisdieren

De M8000A monitor is een waardevol hulpmiddel voor dierenartsen en diergeneeskundige technici die op zoek zijn naar een betrouwbare, nauwkeurige en gebruiksvriendelijke monitor.

- **Veelzijdigheid en nauwkeurigheid:** Het meet ECG, SpO₂, NIBP, temperatuur en ademhaling, waardoor het ideaal is voor gebruik in een verscheidenheid aan klinische omgevingen.
- **Gebruiksgemak en draagbaarheid:** Dankzij het handige handvat is hij gemakkelijk mee te nemen en dankzij de intuïtieve interface is het eenvoudig om door de gegevens te navigeren en deze te analyseren.
- **Betrouwbaarheid en veiligheid:** De M8000A monitor heeft onafhankelijke fysiologische en technische alarmen om de veiligheid van de patiënt te garanderen.



Technische kenmerken

Afmetingen	300 x 230 x 120 mm	Golfvorm	Tot 10
Gewicht	3,5 kg	Gemeten parameters	ECG, SpO2, NIBP, temperatuur, ademhaling
Batterij	Opladbare verzegelde loodzuuraccu 12V2.3Ah	Scherm	Hoge-resolutie 10,4" TFT LCD
Alarmen	Fysiologische en technische onafhankelijkheid		

ECG-kabel	5-draads (IEC, 12-pins, gecodeerd)
ECG-elektroden	Krokodillenklemmen (herbruikbare, press-fit connector, 5st/set)

