

BLT Biolight – Monitoring – M800Vet

Moniteur M800Vet pour la médecine équine

Le M800Vet dispose d'une grande mémoire interne qui permet de stocker les données des patients pour une analyse ultérieure.

- **Meilleure maîtrise de l'anesthésie:** Cela permet d'éviter les complications et d'assurer une meilleure sécurité pour les patients.
- **Outil de diagnostic précieux :** Le M800Vet peut être utilisé pour diagnostiquer un certain nombre de conditions médicales, telles que l'hypoxie, l'hypercapnie, et les troubles du rythme cardiaque.
- **Facilité d'utilisation et de transport:** L'appareil compact et léger qui est facile à utiliser et à transporter. Il peut être utilisé en clinique, en consultation, et même sur le terrain.



Caractéristiques techniques

Dimensions	58.5mm x 123mm x 28mm	Précision SpO2	±2% (70% à 100%), ±3% (50% à 69%), ±4% (35% à 49%)
Poids	220g	Mesure	SpO2 et Fréquence Cardiaque (FC)
Batterie	Rechargeables	Écran	2,4 pouces couleur (320x240 pixels)
Alarmes	Visuelles et sonores		

Plage de mesure FC	30 à 250 bpm
Précision FC	±2 bpm

