

BLT Biolight – Monitoring – M800Vet

M800Vet monitor voor paardeneeskunde

De M800Vet heeft een groot intern geheugen voor het opslaan van patiëntgegevens voor latere analyse.

- **Betere controle over anesthesie:** Dit helpt complicaties te voorkomen en zorgt voor een grotere veiligheid van de patiënt.
- **Waardevol diagnostisch hulpmiddel:** De M800Vet kan worden gebruikt om een aantal medische aandoeningen te diagnosticeren, zoals hypoxie, hypercapnie en hartritmestoornissen.
- **Gebruiksgemak en transport:** Het compacte, lichtgewicht apparaat is eenvoudig te gebruiken en te vervoeren. Het kan worden gebruikt in klinieken, op consultaties en zelfs in het veld.



Technische kenmerken

Afmetingen	58.5mm x 123mm x 28mm	SpO2-nauwkeurigheid	±2% (70% tot 100%), ±3% (50% tot 69%), ±4% (35% tot 49%)
Gewicht	220g	Maatregel	SpO2 en hartslag (HR)
Batterij	Navulbaar	Scherm	2,4-inch kleur (320x240 pixels)
Alarmen	Visueel en audio		

FC meetbereik	30 tot 250 bpm
FC-nauwkeurigheid	±2 bpm

