

Siui – CTS800

Optimisez la gynécologie bovine et équine.

Le CTS800 offre une combinaison inégalée de puissance et de portabilité, vous permettant d'offrir à vos patients les meilleurs soins possibles, où que vous soyez.

- **Technologie de pointe et ergonomie optimale:** Son design ergonomique garantit un confort d'utilisation optimal, même lors de longues interventions.
- **Imagerie haute définition pour une précision inégalée:** Le CTS800 vous permet de visualiser les détails les plus fins, de l'imagerie abdominale et reproductive aux examens des petites parties, orthopédiques, cardiaques et thoraciques.
- **Logiciel intuitif et spécialisé pour une efficacité accrue:** Des outils de mesure et de rapport précis, adaptés aux besoins de la médecine vétérinaire, vous garantissent des résultats clairs et exploitables.



Caractéristiques techniques

Poids	0,8 kg (sans la sonde)	Batterie	Lithium-ion intégrée
Dimensions	22,5 cm x 12,8 cm x 4,5 cm	Autonomie de la batterie	2,5 à 3 heures
Écran	LCD 7" (résolution 800 x 480)	Temps de charge	5 heures
Grossissement d'images	1.0x, 2.0x, 3.0x, 4.0x		

Modes d'affichage	B, 2B, M, B/M, zoom B
Ports	Vidéo, USB et RJ-45
Mémoire	256 images en stockage permanent
Connectivité	Imprimante
Sonde endo-rectale linéaire	9 MHz
Outils de rapport	PDF, DICOM et JPEG.

