

## Siui – CTS800

### Optimaliseer de gynaecologie bij runderen en paarden.

De CTS800 biedt een ongeëvenaarde combinatie van kracht en draagbaarheid, zodat u uw patiënten de best mogelijke zorg kunt bieden, waar u ook bent.

- **Geavanceerde technologie en optimale ergonomie:** Het ergonomische ontwerp zorgt voor optimaal gebruikerscomfort, zelfs tijdens lange procedures.
- **High-definition beeldvorming voor ongeëvenaarde nauwkeurigheid:** Met de CTS800 kunt u de fijnste details zien, van abdominale en reproductieve beeldvorming tot kleine onderdelen, orthopedische, cardiale en thoracale onderzoeken.
- **Intuïtieve, gespecialiseerde software voor meer efficiëntie:** Nauwkeurige meet- en rapportagetools, afgestemd op de behoeften van de diergeneeskunde, zorgen voor duidelijke, bruikbare resultaten.



### Technische specificaties

Gewicht	0,8 kg (zonder sonde)	Batterij	Geïntegreerde lithium-ion
Afmetingen	22,5 cm x 12,8 cm x 4,5 cm	Levensduur batterij	2,5 tot 3 uur
Scherm	7" LCD (resolutie 800 x 480)	Oplaadtijd	5 uur
Beeldvergroting	1.0x, 2.0x, 3.0x, 4.0x		

Weergavemodi	B, 2B, M, B/M, zoom B
Poorten	Video, USB en RJ-45
Geheugen	256 afbeeldingen in permanente opslag
Connectiviteit	Printer
Lineaire endo-rectale sonde	9 MHz
Rapportagetools	PDF, DICOM en JPEG.

