

Sonoscape – P12 Elite

Des soins optimisés pour une confiance accrue

Doté de technologies d'imagerie avancées et d'une large gamme de transducteurs optimisés, le P12 Elite offre une capacité exceptionnelle pour gérer tous les aspects des pratiques cliniques quotidiennes.

- **Imagerie haute définition :** Le P12 Elite offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à des technologies d'imagerie avancées telles que μ -Scan+, SR Flow, WideScan et Real-time Color Panoramic.
- **Large gamme de transducteurs :** Le P12 Elite est compatible avec une large gamme de transducteurs optimisés pour une variété d'applications, y compris l'abdomen, la cardiologie, les petits animaux et l'équin.
- **Facilité d'utilisation :** Le P12 Elite est doté d'un design ergonomique et d'un panneau de commande intuitif pour une utilisation facile.



Caractéristiques techniques

Imagerie haute définition	μ-Scan+, SR Flow, WideScan, Real-time Color Panoramic	Meilleure prise de décision clinique	Qualité d'image exceptionnelle, fonctionnalités avancées
Large gamme de transducteurs	Abdomen, cardiologie, petits animaux, équin	Efficacité accrue du flux de travail	Sono-Help, Sono-Drop
Facilité d'utilisation	Design ergonomique, panneau de commande intuitif	Meilleure communication avec les clients	Partage facile des images échographiques
Connectivité avancée	Sono-Help, Sono-Drop, Sono-Synch		

Type d'échographe	Portable
Modes d'imagerie	2D, B/M, Doppler couleur, PW Doppler, CW Doppler, TDI, etc.
Profondeur d'imagerie	Jusqu'à 30 cm
Gamme de fréquences	2 MHz à 18 MHz
Taille de l'écran	23,8 pouces (en option)

