

Sonoscape – P12 Elite

Geoptimaliseerde zorg voor meer vertrouwen

Dankzij geavanceerde beeldvormingstechnologieën en een breed scala aan geoptimaliseerde transducers biedt de P12 Elite uitzonderlijke mogelijkheden om alle aspecten van de dagelijkse klinische praktijk te beheren.

- **High-definition beeldvorming:** De P12 Elite biedt een uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij geavanceerde beeldvormingstechnologieën zoals μ -Scan+, SR Flow, WideScan en Real-time Color Panoramic.
- **Breed scala aan transducers:** De P12 Elite is compatibel met een breed scala aan transducers die geoptimaliseerd zijn voor diverse toepassingen, waaronder abdominale, cardiale, kleine dieren en paarden.
- **Gebruiksgemak:** De P12 Elite heeft een ergonomisch ontwerp en een intuïtief bedieningspaneel voor gebruiksgemak.



Technische specificaties

High-definition beeldvorming	μ-Scan+, SR Flow, WideScan, Real-time Color Panoramic	Betere klinische besluitvorming	Uitzonderlijke beeldkwaliteit, geavanceerde functies
Breed scala aan transducers	Buik, cardiologie, kleine dieren, paardachtigen	Efficiëntere workflow	Sono-Help, Sono-Drop
Gebruiksgemak	Ergonomisch ontwerp, intuïtief bedieningspaneel	Betere communicatie met klanten	Eenvoudig delen van echobeelden
Geavanceerde connectiviteit	Sono-Help, Sono-Drop, Sono-Synch		

Type echografie scanner	Laptop
Modi voor beeldvorming	2D, B/M, kleuren-Doppler, PW Doppler, CW Doppler, TDI, enz.
Beelddiepte	Tot 30 cm
Frequentiebereik	2 MHz tot 18 MHz
Schermgrootte	23,8 inch (optioneel)

