

Sonoscape – P20

De P20 ultrageluidscanner: hoge prestaties voor een betaalbare prijs

De P20 is een gebruiksvriendelijke, hoogwaardige ultrasound scanner op een trolley die snel in gebruik is. Hij combineert een modern ontwerp met superieure beeldkwaliteit om uit te blinken in abdominale en cardiale beeldvorming.

- **Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding:** De P20 biedt geavanceerde functies voor een betaalbare prijs, waardoor hij toegankelijk is voor prijsbewuste dierenartsen.
- **Beelden van hoge kwaliteit:** De geavanceerde beeldvormingstechnologie van de P20 genereert beelden van opmerkelijke helderheid en precisie, waardoor de diagnose eenvoudiger wordt.
- **Gebruiksgemak:** De P20 is intuïtief en eenvoudig te gebruiken, zelfs voor beginnende gebruikers.



Technische specificaties

Beeldvormingstechnologie	Geavanceerde beeldvormingstechnologie voor opmerkelijk heldere en nauwkeurige beelden	Batterij	Batterijlevensduur 90 minuten, oplaadtijd 9 uur
Kleuren Doppler	Visualiseert de bloedstroom in realtime	Afmetingen	1350mm×518mm×751mm
Geavanceerde beeldverwerkingsmodi	Panoramische beeldvorming, TDI & TVI, PW, CW, Simult (Triplexmodus), enz.	Gewicht	86 kg
DICOM-platform	Hiermee kun je digitale afbeeldingen opslaan en delen	Scherm	21,5-inch zwenkbaar scherm met hoge resolutie (2 megapixels)
Modi voor beeldvorming	B-Mode, THI, PHI, LGC, Trapezium Imaging, Tissue Acoustic Index, Doppler Couleur, PDI, DPDI, HPRF, TDI & TVI, PW, CW, Simult (Triplex-modus), Panoramic Imaging, M-Mode, Color M-modus, AMM, Contrast Imaging		
Connectiviteit	USB-poorten, HDMI-uitgang, S-Video, netwerkaansluiting		

