

Sonoscope – P40 Elite

La flexibilité et l'intelligence à un niveau supérieur.

Doté d'une large gamme de transducteurs, d'une architecture d'imagerie et de technologies de sonde avancées, ce système est conçu pour accroître la capacité et la qualité du diagnostic.

- **Plateforme DICOM:** Permet l'archivage et la communication d'images numériques dans un format standardisé.
- **μ-Scan:** Technologie d'imagerie adaptative multifaisceaux pour une meilleure visualisation des tissus profonds et des structures fines.
- **Sonde mono-cristalline:** Offre une résolution et une pénétration accrues pour une meilleure qualité d'image.



Caractéristiques techniques

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------------------|
| Console réglable en hauteur | Pour un confort d'utilisation optimal. | Zoom | 0,8x à 10x. |
| Clavier orientable | Facilite le travail du vétérinaire. | Dimensions | 74,1 x 56,8 x 136 cm |
| Batterie d'appoint | Autonomie de 90 minutes pour une utilisation mobile. | Poids | 83,7 kg |
| Design ergonomique | Pour un confort d'utilisation optimal. | | |

| | |
|------------------------|---|
| Modes d'imagerie | B, 2B, 4B, M, B/M, Doppler pulsé, trapézoïdal, couleur, continu, DPI, THI, TDI, triplex, panoramique. |
| Profondeur de balayage | Jusqu'à 32,9 cm. |
| Exportation | Réseau local, DICOM, USB. |
| Formats supportés | DICOM, DICOMDIR, BMP, JPG, TIF, AVI, WMV, PDF, TXT, HTML. |
| Écran haute résolution | 2 mégapixels pour une visualisation optimale des images. |

