

Sonoscape – P40 Elite

Flexibiliteit en intelligentie naar een hoger niveau tillen.

Met een breed scala aan transducers, geavanceerde beeldvormingsarchitectuur en sondetechnologieën is dit systeem ontworpen om de diagnostische capaciteit en kwaliteit te verhogen.

- **DICOM-platform:** Maakt archivering en communicatie van digitale beelden in een gestandaardiseerd formaat mogelijk.
- **μ-Scan:** Adaptieve multi-beam beeldvormingstechnologie voor verbeterde visualisatie van diep weefsel en fijne structuren.
- **Enkelvoudige kristalsonde:** Biedt een hogere resolutie en penetratie voor een betere beeldkwaliteit.



Technische specificaties

In hoogte verstelbare console	Voor optimaal gebruiksgemak.	Zoom	0,8x tot 10x.
Verstelbaar toetsenbord	Maakt het werk van de dierenarts eenvoudiger.	Afmetingen	74,1 x 56,8 x 136 cm
Reservebatterij	Batterijlevensduur van 90 minuten voor mobiel gebruik.	Gewicht	83,7 kg
Ergonomisch ontwerp	Voor optimaal gebruiksgemak.		

Modi voor beeldvorming	B, 2B, 4B, M, B/M, gepulseerde Doppler, trapeziumvormig, kleur, continu, DPI, THI, TDI, triplex, panoramisch.
Scandiepte	Tot 32,9 cm.
Exporteer	Lokaal netwerk, DICOM, USB.
Ondersteunde formaten	DICOM, DICOMDIR, BMP, JPG, TIF, AVI, WMV, PDF, TXT, HTML.
Scherm met hoge resolutie	2 megapixels voor optimale beeldweergave.

