

# *Sonoscape – Propet 70*

## **L'échographe en couleur pour les animaux**

Le ProPet 70 est un système d'échographie Doppler couleur complet et fiable pour les vétérinaires, conçu pour un diagnostic précis et des informations cliniques approfondies sur un large éventail d'animaux.

- **Imagerie exceptionnelle :** Combine le dernier logiciel d'intelligence vétérinaire et la technologie de sonde monocristalline pour une clarté d'image optimale et une détection précise des pathologies.
- **Polyvalence :** Convient aux petits animaux de compagnie, aux grands animaux, aux animaux de laboratoire et aux animaux exotiques, avec plus de 200 réglages vétérinaires prédéfinis pour plus de 20 espèces.
- **Facilité d'utilisation :** Interface intuitive et conviviale avec un écran tactile de 13,3 pouces et un panneau de commande personnalisable.



## Caractéristiques techniques

Poids	84 kg
Dimensions	945 x 690 x 1455 mm
Écran	23,8 pouces LED Full HD (en option)
Écran tactile	13,3 pouces, anti-reflets et anti-empreintes digitales

Mesures et calculs	Vaste gamme d'outils pour la quantification et l'analyse
Annotations et repères anatomiques	Plus de 200 repères et 120 annotations pour différentes espèces
Fonctionnalités intelligentes	Sono-Assistant, Sono-Synch, Sono-Drop, Auto Optimization, Auto Trace

Batterie	2 heures d'autonomie
Ports de sonde	5
Modes d'imagerie	2D, B/M, CFM, PW, CW, TDI, M-Mode, X-Beam, Sono-CT
Technologies d'imagerie	µ-Scan+, HQ Scan, Spatial Compound Imaging, Panoramic Imaging, SR Flow, Bright Flow, Auto Bladder, AMM, TDI
Contraste	120 dB
Fréquence de la sonde	2 MHz à 18 MHz

