

Sonoscope – X5

Le X5 est l'échographe conçu pour les vétérinaires itinérants

Le X5 est l'échographe portable idéal pour les vétérinaires qui recherchent un outil performant, fiable et facile à utiliser.

- **Performance et précision :** Le X5 offre des performances d'imagerie exceptionnelles grâce à des technologies de pointe telles que le "Multi-beam processing" et le "Spatial compound imaging".
- **Polyvalence et évolutivité :** Sondes interchangeable pour la cardiologie et connectivité avancée pour une intégration facile dans votre flux de travail.
- **Mobilité et ergonomie :** Léger et compact, il vous accompagne facilement lors de vos visites à domicile ou de vos interventions en clinique.



Caractéristiques techniques

Poids	4,5 Kg avec batterie	Formats d'images	JPEG, BMP, DICOM
Dimensions	378mm x 61mm x 340mm	Logiciel	X-AQS Vet
Écran	15,6 pouces haute résolution avec rétroéclairage adaptatif	Certifications	CE, ISO 13485
Connectivité	2 ports USB, sortie HDMI, S-Vidéo, connexion réseau		

Connecteur de sonde	1, adaptateur 3 sondes en option
Technologie d'imagerie	Multi-beam processing, Spatial compound imaging
Modes d'imagerie	B, 2B, 4B, M, THI, PHI, CFM, PDI, DirPDI
Stockage	Disque dur 500 Go
Plateforme DICOM	Incluse
Doppler	Couleur

