

## *Aohua – Endoscope PORTABLE – MVE*

### **Un outil performant et pratique pour les vétérinaires itinérants**

L'endoscope portable "All in One" de Aohua est une solution révolutionnaire pour les vétérinaires qui ont besoin d'un outil de diagnostic fiable et facile à utiliser sur le terrain.

- **Améliorez votre efficacité :** L'endoscope portable "All in One" vous permet de réaliser des examens endoscopiques complets sur le terrain, sans avoir à retourner à votre clinique.
- **Offrez à vos clients un service de qualité supérieure :** Grâce à l'endoscope portable "All in One" vous pouvez fournir à vos clients un service de diagnostic plus précis et plus efficace.



### Caractéristiques techniques

Diamètre du tube	9,0 mm	Écran	Haute définition, 3,5 pouces
Longueur	1500 mm	Mémoire	Carte SD 16 Go
Béquillage	Haut/bas : 210°/90° ; Gauche/droite : 100°/100°	Source de lumière	LED portable sur batterie rechargeable
Diamètre du canal	2,8 mm		

Mallette de protection pour le transport	Inclus
Batterie	Inclus

