

Scope Cleaner – SC10

Scoopreiniger SC10: bescherm uw endoscopen en uw patiënten

De Scope Cleaner SC10 is een automatisch reinigingssysteem voor flexibele endoscopen, compatibel met de meeste merken, dat een snelle, effectieve reiniging in slechts enkele minuten garandeert.

- **Effectieve reiniging:** Spoelt en reinigt alle interne onderdelen van de endoscoop, inclusief biopsiekanaal, straalkanaal, enz.
- **Langere levensduur van de endoscoop:** Drukspoelreiniging voorkomt afzettingen en verstoppingen in de kanalen.
- **Weinig onderhoud:** Het systeem is stil en vereist weinig onderhoud.



Technische specificaties

Afmetingen	150 x 280 x 300 mm	Adapters	Voor de meeste endoscoopmerken
Gewicht	7 kg	Slangen	Aansluiting op inweekreservoirs
Stroomvoorziening	230V/50 Hz	Aansluitingen	Waterdicht en veilig
Stroom	90W		

Automatisch reinigen	Bespaar tijd en verhoog de efficiëntie
Optimale veiligheid	Patiënten en personeel beschermen

