

## *Euromex – Microscope – Oxion*

### **Un outil puissant et précis pour les professionnels de la santé animale**

Microscope trinoculaire avec caméra.

- **Une précision et une puissance d'observation incomparables :** Le microscope Oxion se distingue par son système optique plan infini, garantissant une résolution et une clarté d'image exceptionnelles.
- **Une polyvalence et une adaptabilité remarquables :** Il est compatible avec plusieurs techniques de microscopie, telles que le fond clair, le contraste de phase, la fluorescence et le fond noir.
- **Une robustesse et une ergonomie conçues pour durer:** Le microscope Oxion est conçu pour résister aux exigences quotidiennes d'un laboratoire. Sa construction robuste avec des matériaux de haute qualité garantit une longue durée de vie.



### Caractéristiques techniques

Type d'optique	Plan infini	Platine	150 x 140 mm
Oculaires	Grand champ EWF plan 10x / 22 mm avec réglage de la dioptrie $\pm 5^\circ$	Éclairage pour fond clair et contraste de phase	NeoLED™ de 3 W réglable
Tête	Binoculaire ou trinoculaire de type Siedentopf avec tubes inclinés à $30^\circ$	Éclairage pour fond noir	NeoLED™ de 5 W réglable (pour le modèle OX.3064)
Tourelle	Inversée pour un maximum de 5 objectifs		

Référence	XV123883
Fournisseur	Oxion

