

## *Euromex – Microscope – Oxion*

### **Een krachtig en nauwkeurig hulpmiddel voor diergezondheidsprofessionals**

Trinoculaire microscoop met camera.

- **Onvergelijkbare precisie en observatievermogen:** De Oxion microscoop onderscheidt zich door zijn oneindige vlakke optische systeem, dat een uitzonderlijke resolutie en beeldhelderheid garandeert.
- **Opmerkelijke veelzijdigheid en aanpasbaarheid:** De Oxion is compatibel met verschillende microscopietechnieken, zoals helderveld, fasecontrast, fluorescentie en donkerveld.
- **Robuustheid en ergonomie ontworpen om lang mee te gaan:** De Oxion microscoop is ontworpen om de dagelijkse eisen van een laboratorium te weerstaan. De robuuste constructie met hoogwaardige materialen garandeert een lange levensduur.



### Technische kenmerken

Type optiek	Oneindig vlak	Draaitafel	150 x 140 mm
Lenzen	10x / 22 mm platte EWF breedveld met $\pm 5^\circ$ dioptrie aanpassing	Verlichting voor heldere achtergrond en fasecontrast	Verstelbare 3W NeoLED™
Hoofd	Siedentopf-type binoculair of trinoculair met buizen die onder een hoek van $30^\circ$ staan.	Verlichting voor donkere achtergronden	Instelbare 5 W NeoLED™ (voor model OX.3064).
Torentje	Omgekeerd voor maximaal 5 lenzen		

Referentie	XV123883
Leverancier	Oxion

