

---

## *Dr Mach – Lampes de chirurgie – 150FP ou 2SC*

### **De la simple lampe d'examen au scialytique le plus complet !**

---

Lampes LED Dr Mach, la qualité allemande à un prix abordable.

- **Éclairage puissant et précis :** Avec une intensité lumineuse de 130 000 Lux et un champ de lumière focalisable, la lampe scialytique LED 150FP Dr Mach offre un éclairage optimal pour les interventions chirurgicales et dentaires les plus exigeantes.
- **Longue durée de vie et faible échauffement :** Grâce à la technologie LED, la lampe scialytique 150FP Dr Mach a une durée de vie minimum de 50 000 heures et génère un minimum de chaleur.
- **Polyvalence et adaptabilité :** La lampe scialytique 150FP Dr Mach est disponible en différents modèles (plafond, mural ou sur pieds) et peut être équipée d'accessoires optionnels tels qu'un support plafond, une caméra et un moniteur.



### Caractéristiques techniques

Technologie d'éclairage	LED	Distance de travail	70 à 140 cm
Durée de vie	Minimum 50 000 heures	Champ focalisé	17 à 24 cm
Intensité lumineuse à 1 mètre	130 000 Lux	Nombre de LED's	26
Diamètre de la lampe	40 cm		

Consommation	35 W
Accessoires optionnels	Support plafond, caméra et moniteur

