

Dr Mach - Operatielampen - 150FP of 2SC

Van een eenvoudige onderzoekslamp tot de meest complete scialytische!

Dr Mach LED lampen, Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs.

- **Krachtige, precieze verlichting** : Met een lichtintensiteit van 130.000 Lux en een focusseerbaar lichtveld biedt de Dr Mach 150FP LED-operatielamp optimale verlichting voor de meest veeleisende chirurgische en tandheekkundige ingrepen.
- **Lange levensduur en weinig warmteontwikkeling** : Dankzij de LED-technologie heeft de Dr Mach 150FP operatielamp een minimale levensduur van 50.000 uur en genereert deze minimale warmteontwikkeling.
- **Veelzijdigheid en aanpasbaarheid** : De Dr Mach 150FP operatielamp is verkrijgbaar in verschillende modellen (plafond-, wand- of staande uitvoering) en kan worden uitgerust met optionele accessoires zoals een pla



Technische kenmerken

Verlichtingstechnologie	LED	Werkafstand	70 tot 140 cm
Levensduur	Minimaal 50.000 uur	Gericht veld	17 tot 24 cm
lichtsterkte op 1 meter	130 000 Lux	Aantal LED's	26
Diameter lamp	40 cm		

Verbruik	35 W
Optionele accessoires	Plafond, camera en monitorondersteuning

