

Gierth – TR80/20

Gierth TR80/20 : La radiographie équine simplifiée

Le Gierth TR80/20 est un générateur de rayons X portable révolutionnaire conçu pour les praticiens équins. Sa combinaison unique de poids plume et de maniabilité optimale en fait un outil précieux pour les vétérinaires.

- **Haute performance :** Malgré sa taille compacte, le TR80/20 offre une puissance de 50 à 80 kV et un foyer de 0,8 mm, garantissant des images radiographiques de haute qualité.
- **Interface numérique :** Le TR80/20 dispose d'une interface numérique intuitive pour un contrôle précis des paramètres d'exposition.
- **Connectivité :** L'appareil est équipé d'une interface série pour une connexion facile à tout système de radiographie numérique.



Caractéristiques techniques

Poids	5,9 kg avec collimateur	Puissance requise	1,2 kVA
Dimensions	295 mm x 188 mm x 170 mm	Fréquence de l'onduleur	60 kHz
Plage de tension	50 - 80 kV	Filtration totale	3,0 mm Al
Plage de courant	20 mA (max.)		

Foyer	0,8 mm x 0,8 mm
Tube à rayons X	D - 0813
Interface	Numérique
Fonctionnalités avancées	Double pointeur laser, 5 boutons mémoire, indicateur LED

Coffre de transport	Inclus
Collimateur	Inclus
Câble d'alimentation	Inclus
Batterie rechargeable	Optionnel

