

Gierth – TR80/20

Gierth TR80/20: Röntgenfoto's van paarden gemakkelijk gemaakt

De Gierth TR80/20 is een revolutionaire draagbare röntgengenerator ontworpen voor paardenartsen. Zijn unieke combinatie van licht gewicht en optimale manoeuvreerbaarheid maakt het een onschatbaar hulpmiddel voor dierenartsen.

- **Hoge prestaties:** Ondanks zijn compacte formaat biedt de TR80/20 een vermogensbereik van 50 tot 80 kV en een brandpuntsafstand van 0,8 mm, waardoor röntgenbeelden van hoge kwaliteit gegarandeerd zijn.
- **Digitale interface:** De TR80/20 heeft een intuïtieve digitale interface voor nauwkeurige controle van de belichtingsparameters.
- **Connectiviteit:** Het apparaat is uitgerust met een seriële interface voor eenvoudige aansluiting op elk digitaal radiografiesysteem.



Technische specificaties

Gewicht	5,9 kg met collimator	Stroomvereisten	1,2 kVA
Afmetingen	295 mm x 188 mm x 170 mm	Frequentie omvormer	60 kHz
Spanningsbereik	50 - 80 kV	Totale filtratie	3,0 mm Al
Huidig bereik	20 mA (max.)		

Foyer	0,8 mm x 0,8 mm
Röntgenbuis	D - 0813
Interface	Digitaal
Geavanceerde functionaliteiten	Dubbele laseraanwijzer, 5 geheugenknoppen, LED-indicator

Draagtas	Inbegrepen
Collimator	Inbegrepen
Stroomkabel	Inbegrepen
Oplaadbare batterij	Optioneel

