

## *meX+20BT Lite*

### **Générateur de rayons X portable sur batterie pour votre cabinet vétérinaire mobile.**

Le meX+20BT lite est idéal pour les visites à domicile, les cliniques équinés et toutes les situations où la mobilité est essentielle.

- **Facile à utiliser :** L'interface intuitive et les commandes simples permettent une utilisation rapide et efficace, même pour les utilisateurs novices.
- **Robuste et durable :** Le meX+20BT lite est conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne sur le terrain.
- **Sécurité :** L'appareil est équipé de nombreuses fonctions de sécurité pour protéger l'utilisateur et le patient des rayonnements ionisants.



## Caractéristiques techniques

### Général

Poids	7,2 kg
Tube	Toshiba OX/70 CEI
Générateur de rayons X à haute fréquence	Puissance maximale à 1,6 kW
Coffre de transport	Inclus

### Batterie et Autonomie

Type de batterie	Li-polymer
Capacité (mAh)	4800
Autonomie	Jusqu'à 650 expositions à 60 kV / 3,2 mAs

### Autre

Point focal	1,2 x 1,2 mm
Filtration totale	2,5 mm Al (collimateur inclus)
Lumière	LED
Champ lumineux du collimateur	Max : 35 x 35 cm @ 66 cm SID / 40 x 40 cm @ 75 cm SID ; Min : 5 x 5 cm @ 100cm SID

