

## *meX+20BT Lite*

### **Draagbare röntgengenerator op batterijen voor je mobiele dierenartsenpraktijk.**

De meX+20BT lite is ideaal voor huisbezoeken, paardenklinieken en alle situaties waarin mobiliteit essentieel is.

- **Gemakkelijk te gebruiken:** Dankzij de intuïtieve interface en eenvoudige bediening is het apparaat snel en efficiënt in gebruik, zelfs voor beginnende gebruikers.
- **Robuust en duurzaam:** De meX+20BT lite is ontworpen om de ontberingen van dagelijks gebruik in het veld te doorstaan.
- **Veiligheid:** Het apparaat is uitgerust met talrijke veiligheidsfuncties om de gebruiker en de patiënt te beschermen tegen ioniserende straling.



## Technische kenmerken

### Algemeen

Gewicht	7,2 kg
Buis	Toshiba OX/70 CEI
Hoogfrequente röntgengenerator	Maximaal vermogen bij 1,6 kW
Draagtas	Inbegrepen

### Batterij en autonomie

Type batterij	Li-polymer
Capaciteit (mAh)	4800
Autonomie	Tot 650 belichtingen bij 60 kV / 3,2 mAs

### Andere

Brandpunt	1,2 x 1,2 mm
Totale filtratie	2,5 mm Al (inclusief collimator)
Licht	LED
Collimator lichtvelden	Max : 35 x 35 cm @ 66 cm SID / 40 x 40 cm @ 75 cm SID ; Min : 5 x 5 cm @ 100cm SID

