

X-DR Portable Case M Wifi DT

Draagbare, krachtige digitale radiografie voor paarden

De X-DR Portable M WiFi DT is de ideale oplossing voor paardendierenartsen die op zoek zijn naar een betrouwbaar, efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem.

- **Geoptimaliseerde workflow :** Met gebruiksvriendelijke software en intelligente tools speciaal voor paardenradiologie.
- **Stevige en flexibele draagtas :** De X-DR Portable Case M Wifi DT biedt handige opslag en optimale bescherming van het systeem wanneer u onderweg bent.
- **EXAMION X-AQS software :** Met zijn intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface voor een geoptimaliseerde workflow. De software biedt intelligente hulpmiddelen speciaal voor paardenradiologie voor nauwkeurige diagnoses.



Technische specificaties

Algemeen

Type detector	Flat-bed digitale röntgendetector
Sensortechnologie	Indirecte conversie, a-SI TFT
Resolutie	76 micron
Autonomie	3,5 uur
Oplaadtijd	3 uur

Software

X-AQS PACS VET	Archivering en beheer van afbeeldingen
X-AQS Viewer	Beeldweergave en -analyse
X-AQS Diagnosis	Geavanceerde diagnostische hulpmiddelen
Licence DICOM EXPORT	Inbegrepen

Presentatie van configuraties

Röntgenfoto vóór aankoop	Snelle en nauwkeurige beoordeling van de gezondheidstoestand van een paard
Routinematige radiografie	Diagnose van veelvoorkomende paardenkwalen
Radografie voor noodgevallen	Snelle, nauwkeurige beeldvorming bij ernstig letsel of ziekte
Specialistische radiografie	Beeldvorming van gewrichten, tanden en andere complexe anatomische structuren

