

X-DR Wifi

Radiologie numérique portable pour les vétérinaires

Offrant une qualité d'image exceptionnelle, un flux de travail efficace et une grande flexibilité, le X-DR Wifi est un outil puissant qui peut vous aider à améliorer les soins aux animaux.

- **Batterie longue durée :** La batterie interne offre jusqu'à 4 heures d'autonomie, ce qui vous permet de l'utiliser toute la journée sans interruption.
- **Flux de travail optimisé :** Le Wi-Fi intégré et la batterie longue durée permettent un flux de travail plus efficace et plus fluide.
- **Meilleure qualité de diagnostic :** La qualité d'image exceptionnelle du X-DR vous permet de visualiser les détails les plus fins, ce qui peut améliorer la précision de vos diagnostics.



Caractéristiques techniques

Générale

Wi-Fi intégré	Transfert d'image rapide et sécurisé
Batterie longue durée	Autonomie de 4 heures
Logiciel AQS	Suite complète d'outils pour l'imagerie radiographique

Software

Radiographie thoracique	Diagnostic des affections pulmonaires et cardiaques
Radiographie abdominale	Diagnostic des affections digestives et urinaires
Radiographie orthopédique	Diagnostic des fractures et des luxations
Radiographie dentaire	Diagnostic des affections dentaires et des malformations maxillo-faciales

Présentation des configurations

Fonctionnalité	X-DR L Wifi	X-DR XL Wifi
Taille du détecteur	35 cm x 43 cm	43 cm x 43 cm
Poids	3,7 kg	4,7 kg
Matrice de pixels	2304 px x 2800 px	3072 px x 3072 px
Temps de transfert de l'image	5 secondes	7 secondes
Résolution spatiale	Min. 4,0 LP/mm	Min. 4,0 LP/mm

