

X-DR Wifi

Draagbare digitale radiologie voor dierenartsen

Met zijn uitstekende beeldkwaliteit, efficiënte workflow en grote flexibiliteit is X-DR Wifi een krachtig hulpmiddel waarmee je de dierversorgung kunt verbeteren.

- **Batterij die lang meegaat:** De interne batterij gaat tot 4 uur mee, dus je kunt hem de hele dag zonder onderbreking gebruiken.
- **Geoptimaliseerde workflow:** Geïntegreerde Wi-Fi en een lange levensduur van de batterij zorgen voor een soepelere, efficiëntere workflow.
- **Betere diagnostische kwaliteit:** Dankzij de uitzonderlijke beeldkwaliteit van de X-DR zie je de fijnste details, wat de nauwkeurigheid van je diagnostiek kan verbeteren.



Technische kenmerken

Algemeen

Geïntegreerde Wi-Fi	Snelle, veilige beeldoverdracht
Batterij met lange levensduur	4 uur autonomie
AQS software	Complete toolsuite voor radiografische beeldvorming

Software

Röntgenfoto borstkas	Diagnose van long- en hartaandoeningen
Abdominale röntgenfoto	Diagnose van spijsverterings- en urinewegaandoeningen
Orthopedische radiografie	Diagnose van breuken en ontwrichtingen
Tandheelkundige radiografie	Diagnose van tandheelkundige ziekten en maxillofaciale misvormingen

Configuraties

Functionaliteit	X-DR L Wifi	X-DR XL Wifi
Afmeting detector	35 cm x 43 cm	43 cm x 43 cm
Gewicht	3,7 kg	4,7 kg
Pixelmatrix	2304 px x 2800 px	3072 px x 3072 px
Tijd beeldoverdracht	5 seconden	7 seconden
Ruimtelijke resolutie	Min. 4,0 LP/mm	Min. 4,0 LP/mm

