

X-R Static Univet

Simplifiez vos examens radiographiques avec le X-R Static Univet

Soyez prêt à offrir à vos patients les meilleurs soins possibles grâce à la puissance et la précision du système radiographique X-R Static Univet.

- **Compact et ergonomique :** X-R Static Univet s'adapte parfaitement aux espaces restreints tout en facilitant le positionnement des animaux pour un confort optimal.
- **Le logiciel X-AQS inclus :** Il offre une interface intuitive et des outils avancés d'imagerie pour des diagnostics précis et rapides. Sa compatibilité avec les systèmes PACS assure une gestion efficace des données.
- **Un engagement envers la santé animale :** Le système est conçu pour offrir aux animaux une expérience de radiographie confortable et sans stress.



Caractéristiques techniques

Générale

| | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 160x68x215 cm |
| Hauteur de table | 85 cm |
| Surface du plateau | 160 cm x 68 cm (63" x 26,8"), décalage ± 28 cm (11") |
| Dessus de la table | Flottant deux mouvements |

Autres spécifications

| | |
|--|--|
| Branchement au secteur | 230 V – 50 Hz monophasé (prise murale) |
| Programmes | 352 |
| Interrupteur de déverrouillage au pied | 2 étages avec fonction de sécurité |

Présentation des configurations

| Fonctionnalité | X-R Static Univet 300HF | X-R Static Univet 400HF |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Puissance | 20 KW | 32 KW |
| kV | 40 à 100 kV (pas de 1 kV) | 40 à 125 kV (pas de 1 kV) |
| mA | 10 à 300 mA | 10 à 400 mA |
| Temps d'exposition | 1 ms à 1,25 sec (pas de 1 ms) | 1 ms à 1,25 sec (pas de 1 ms) |
| Foyers | 0,8 et 1,8 mm | 0,6 et 1,3 mm |

