

X-R Static Univet

Vereenvoudig uw röntgenonderzoeken met de X-R Static Univet

Wees klaar om uw patiënten de best mogelijke zorg te bieden dankzij de kracht en precisie van het X-R Static Univet radiografiesysteem.

- **Compact en ergonomisch:** X-R Static Univet past zich perfect aan kleine ruimtes aan en vergemakkelijkt de positionering van dieren voor optimaal comfort.
- **X-AQS software inbegrepen:** Het biedt een intuïtieve interface en geavanceerde beeldvormingstools voor een snelle, nauwkeurige diagnose. De compatibiliteit met PACS-systemen zorgt voor efficiënt gegevensbeheer.
- **Toewijding aan diergezondheid:** Het systeem is ontworpen om dieren een comfortabele en stressvrije radiografie te bieden.



Technische kenmerken

Algemeen

Afmetingen	160x68x215 cm
Tafelhoogte	85 cm
Oppervlakte	160 cm x 68 cm (63" x 26,8"), offset ± 28 cm (11")
Tafelblad	Zwevende twee bewegingen

Andere

Aansluiting op het lichtnet	230 V - 50 Hz eenfase (stopcontact)
Programma's	352
Interrupteur de déverrouillage au pied	Voetontgrendelingsschakelaar

Overzicht configuratie

Functionaliteit	X-R Static Univet 300HF	X-R Static Univet 400HF
Stroom	20 KW	32 KW
kV	40 tot 100 kV (stappen van 1 kV)	40 tot 125 kV (stappen van 1 kV)
mA	10 tot 300 mA	10 tot 400 mA
Belichtingstijd	1 ms tot 1,25 sec (stappen van 1 ms)	1 ms tot 1,25 sec (stappen van 1 ms)
Huizen	0,8 en 1,8 mm	0,6 en 1,3 mm

