

## *Asa - Lasertherapie - Dierenarts Mphi*

### **Mphi Vet: niet-invasieve behandeling zonder bijwerkingen**

Mphi Vet is een draagbaar, ergonomisch en gebruiksvriendelijk lasertherapieapparaat. Het biedt de voordelen van MLS® Lasertherapie voor een breed scala aan veterinaire toepassingen.

- **Snelle, effectieve verlichting van pijn en ontsteking:** Mphi Vet werkt direct in op de bron van pijn en ontsteking, waardoor de hersteltijd van uw huisdier korter wordt.
- **Snellere wondgenezing:** De laser stimuleert de aanmaak van collageen en nieuw weefsel, wat een snellere en schonere wondgenezing bevordert.
- **Verbeterde mobiliteit en levenskwaliteit:** Doordat Mphi Vet pijn en ontstekingen vermindert, kan uw huisdier weer mobiel worden en genieten van een betere levenskwaliteit.



### Technische kenmerken

|              |                     |                          |                 |
|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| Afmetingen   | 36 x 28 x 10 cm     | Golflengte               | 808 nm          |
| Gewicht      | 3 kg                | Uitgangsvermogen         | 10 W            |
| Lasertype    | GaAlAs diodelaser   | Pulsherhalingsfrequentie | 1 Hz tot 10 kHz |
| Bedrijfsmodi | Continu, gepulseerd |                          |                 |

|             |          |
|-------------|----------|
| Referentie  | XV440100 |
| Leverancier | Asa      |

