

Qs Vet

Asa Laser

De niet-invasieve oplossing voor musculoskeletale aandoeningen!

De Qs Vet is ideaal voor de **behandeling van gelokaliseerde zones** met Flexa Vet-applicatoren. Dit instrument biedt vooraf ingestelde behandelingsprogramma's, waarbij de bediener de mogelijkheid heeft de **emissieparameters aan te passen** aan het soort dier, de pathologie en de klinische fase.

Kan alleen of in **combinatie met andere therapieën** worden gebruikt, kan op vele gebieden worden toegepast, zoals fysiotherapie, reumatologie, sportgeneeskunde, orthopedie, traumatologie en geriatrie. De behandeling is **niet-invasief** en kan worden uitgevoerd met de patiënt aangekleed, of met steunzolen of gips.



Voordelen

- Werking zelfs op diepe weefsels
- Goed verdragen door de patiënt
- Niet-invasief
- Pijnloos
- Directe werking op het hele lichaam
- Kan worden gebruikt als een op zichzelf staande therapie of in combinatie met andere therapieën

Easy Qs Vet

De draagbare oplossing

TECHNISCHE GEGEVENS

- 1 kanaal met 2 uitgangen voor aansluiting van Flexa Vet-applicatoren
- Frequentie van 0,5 tot 100 Hz
- Variabele magnetische veldsterkte van 5 tot 100%.
- Behandelingsduur van 1 tot 99 min of continu
- Vooraf ingestelde, instelbare, opneembare programma's
- LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Membraan toetsenbord
- Alarmen en veiligheidsvoorzieningen
- Taal optie
- Signalen van de machinestatus en alarmen

ACCESSOIRES INBEGREPEN

- 2 Flexa Vet applicators
- Draagtas

OMVANG EN GEWICHT

- Generator: 28 x 38 x 13 (B x D x H) cm - 3 kg
- Flexa Vet applicator:
36 x 21 x 2 cm (B x D x H) cm - 1,2 kg
- Stroomvoorziening:
100/240V±10% 50/60Hz 45-175VA

OPTIONEEL

- Transportwagen voor de eenheid
Afmetingen: 63 x 54 x 85 (B x D x H) cm
Gewicht: 17 kg

PMT Qs Vet

Uitbreider en aanpasbaarder

TECHNISCHE GEGEVENS

- 3 volledig onafhankelijke kanalen
- 4 uitgangen
- Frequentie van 0,5 tot 100 Hz
- Variabele magnetische veldsterkte van 5 tot 100%.
- Behandelingsduur van 1 tot 99 min of continu
- Vooraf ingestelde, instelbare, opneembare programma's
- LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Membraan toetsenbord
- Alarmen en veiligheidsvoorzieningen
- Taal optie
- Signalen van de machinestatus en alarmen

ACCESSOIRES INBEGREPEN

- Draagtas

OMVANG EN GEWICHT

- Generator: 28 x 38 x 13 cm (B x D x H) - 3 kg
- Stroomvoorziening:
100/240V±10% 50/60Hz 60-270VA

OPTIONEEL

- Flexa Vet applicator (# C9113)
- Draagbaar magneetventiel Ø 30 cm (# C9114)
- Draagbaar magneetventiel Ø 50 cm (# C9115)
- Eenheidstransportwagen (# C7B00)
Afmetingen: 63 x 54 x 85 cm (B x D x H)
Gewicht: 17 kg

