

Asa – Laser thérapeutique – Mphi Vet Orange

M-Vet : Thérapie laser pour animaux

Le laser thérapeutique ASA Mphi Vet Orange présente de nombreux avantages pour les animaux de compagnie et les équidés. Parmi ses points forts, on peut citer :

- **Une efficacité redoutable contre la douleur et l'inflammation :** Le laser agit en profondeur pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique, ce qui permet de réduire l'inflammation et la douleur de manière significative.
- **Une accélération du processus de cicatrisation :** L'énergie laser stimule la production de collagène et de kératine, deux éléments essentiels à la cicatrisation des tissus. Cela permet de réduire le temps de guérison des plaies et des blessures, et d'améliorer la qualité de la cicatrisation.
- **Une alternative naturelle et sans danger :** Le laser thérapeutique ASA Mphi Vet Orange est un traitement sûr et efficace qui ne présente aucun effet secondaire connu. Il peut être utilisé en toute sécurité sur les animaux de tous âges, y compris les animaux gestants ou allaitants.



Caractéristiques techniques

Dimensions	36 x 28 x 10 cm	Lunettes de protection laser	Protection des yeux pendant le traitement
Poids	3 kg	Sac porte-instruments	Transport et rangement des accessoires
Fréquence de modulation	1 à 2 000 Hz	Porte-pointeur de table	Support pour le pointeur laser pendant le traitement
Zone de traitement	2 cm de diamètre		

Puissance	1,2 W
Longueur d'onde	808 nm et 905 nm

