

## *Asa - Lasertherapie - Mphi Dierenartsenpraktijk Orange*

### **M-Vet : Lasertherapie voor dieren**

De ASA Mphi Vet Orange therapeutische laser biedt veel voordelen voor huisdieren en paardachtigen. De sterke punten zijn onder andere

- **Angstaanjagende effectiviteit tegen pijn en ontsteking:** De laser werkt diep naar beneden om de bloed- en lymfecirculatie te stimuleren, waardoor ontstekingen en pijn aanzienlijk verminderen.
- **Snellere genezing:** laserenergie stimuleert de productie van collageen en keratine, twee essentiële elementen voor weefselgenezing. Dit verkort de genezingstijd van wonden en verwondingen en verbetert de kwaliteit van de genezing.
- **Een veilig, natuurlijk alternatief:** De ASA Mphi Vet Orange therapeutische laser is een veilige en effectieve behandeling zonder bekende bijwerkingen. Het kan veilig worden gebruikt bij dieren van alle leeftijden, inclusief drachtige en zogende dieren.



### Technische kenmerken

Afmetingen	36 x 28 x 10 cm	Laserveiligheidsbril	Oogbescherming tijdens behandeling
Gewicht	3 kg	Instrumentenhoes	Accessoires vervoeren en opbergen
Modulatiefrequentie	1 tot 2.000 Hz	Tafelaanwijzerhouder	Ondersteuning voor de laserpointer tijdens de behandeling
Behandelingsgebied	2 cm in diameter		

Stroom	1,2 W
Golflengte	808 nm en 905 nm

