
Nebul – Appareil d'aérosolthérapie pour équins et bovins

Nebul : Traite un large éventail d'affections respiratoires

En résumé, le Nébul est un appareil d'aérosolthérapie performant, sûr et polyvalent qui offre une solution efficace pour le traitement des affections respiratoires chez les chevaux et les bovins.

- **Une efficacité optimale :** Le Nébul permet d'administrer des substances thérapeutiques directement dans les voies respiratoires profondes de l'animal. Cela garantit une action locale et efficace, avec une concentration maximale des substances actives.
- **Une sécurité d'utilisation :** L'appareil est conçu pour minimiser les risques d'effets secondaires. La nébulisation par air comprimé est une technique éprouvée et sûre, largement utilisée en médecine humaine et vétérinaire.
- **Une grande polyvalence :** Le Nébul est un appareil polyvalent qui peut être utilisé pour traiter un large éventail d'affections respiratoires, des pneumonies aux bronchites en passant par l'asthme.



Caractéristiques techniques

Type d'appareil	Aérosolthérapie à air comprimé	Type de nébuliseurs	Pneumatiques
Débit d'air	> 24 L/min	Nébuliseurs équin	3
Pression	6 bars	Nébuliseurs bovin	2
Réglage de la pression	Oui (manomètre)		

Référence	TI422 21 OCC
Fournisseur	Vet X

