
Nebul - Apparaat voor aërosoltherapie voor paarden en vee

Nebul : Behandelt een breed scala aan aandoeningen van de luchtwegen

Kortom, de Nebul is een hoogwaardig, veilig en veelzijdig aërosoltherapieapparaat dat een effectieve oplossing biedt voor de behandeling van luchtwegaandoeningen bij paarden en vee.

- **Optimale werkzaamheid:** Met de Nebul kunnen therapeutische stoffen direct in de diepe luchtwegen van het dier worden toegediend. Dit garandeert een lokale en effectieve werking, met een maximale concentratie aan werkzame stoffen.
- **Veilig in gebruik:** Het apparaat is ontworpen om het risico op bijwerkingen te minimaliseren. Verneveling met perslucht is een bewezen en veilige techniek, die veel wordt gebruikt in de humane en diergeneeskunde.
- **Veelzijdigheid:** De Nebul is een veelzijdig apparaat dat kan worden gebruikt voor de behandeling van een breed scala aan luchtwegaandoeningen, van longontsteking en bronchitis tot astma.



Technische kenmerken

Type apparaat	Aerosoltherapie met samengeperste lucht	Type vernevelaar	Banden
Luchtstroom	> 24 L/min	Vernevelaars voor paarden	3
Druk	6 bar	Vernevelaars voor vee	2
Druk aanpassen	Ja (manometer)		

Referentie	TI422 21 OCC
Leverancier	Vet X

