

## *Orthogen – Centrifugeuse de laboratoire – MPW M-BASIC*

### **Facilité d'utilisation: Interface intuitive et simple à utiliser.**

La centrifugeuse de laboratoire M-BASIC d'Orthogen est un appareil polyvalent, rentable et facile à utiliser, idéal pour les praticiens vétérinaires.

- **Polyvalence exceptionnelle** : Son rotor unique, combinant les fonctionnalités des rotors angulaires et horizontaux, permet une centrifugation à 45° et 90°. Cette flexibilité s'adapte à une large gamme d'applications, répondant aux besoins variés des praticiens vétérinaires.
- **Facilité d'utilisation optimale** : L'interface intuitive et simple à utiliser rend la centrifugeuse M-BASIC accessible à tous.
- **Rentabilité remarquable** : Son prix abordable et son faible coût d'entretien en font un investissement intelligent pour les praticiens soucieux de leur budget.



### Caractéristiques techniques

Dimensions	350 x 260 x 220 mm	Type de rotor	Unique
Poids	5,5 kg	Angle	45° et 90°
Capacité	12 tubes de 15 ml ou 8 tubes de 50 ml	Capacité	12 tubes de 15 ml ou 8 tubes de 50 ml
Force centrifuge maximale	4000 x g		

Vitesse	300 à 6000 tr/min
Programmes utilisateur	5 programmes prédéfinis

