

Orthogen - Laboratoriumcentrifuge - MPW M-BASIC

Gebruiksgemak: Intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface.

De M-BASIC laboratoriumcentrifuge van Orthogen is een veelzijdig, rendabel en gebruiksvriendelijk instrument, ideaal voor dierenartsen.

- **Uitzonderlijke veelzijdigheid:** Zijn unieke rotor, die de kenmerken van hoekige en horizontale rotors combineert, maakt centrifugeren onder 45° en 90° mogelijk. Deze flexibiliteit past zich aan een breed scala aan toepassingen aan en komt tegemoet aan de uiteenlopende behoeften van dierenartsen.
- **Optimaal gebruiksgemak:** De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface maakt de M-BASIC centrifuge toegankelijk voor iedereen.
- **Opmerkelijke kosteneffectiviteit:** De betaalbare prijs en lage onderhoudskosten maken het een slimme investering voor budgetbewuste artsen.



Technische kenmerken

Afmetingen	350 x 260 x 220 mm	Type rotor	Uniek
Gewicht	5,5 kg	Hoek	45° en 90
Capaciteit	12 x 15 ml buizen of 8 x 50 ml buizen	Capaciteit	12 x 15 ml buizen of 8 x 50 ml buizen
Kracht centrifuge maximaal	4000 x g		

Snelheid	300 tot 6000 tpm
Gebruikersprogramma's	5 vooraf gedefinieerde programma's

