
Orthogen – Thérapie sanguine autologue – Orthokine vet

Traitement autologue, sans risque de transmission de maladies

En plus de ces avantages, la thérapie sanguine autologue est un traitement sûr et efficace qui ne présente aucun risque de transmission de maladies. C'est une option de traitement prometteuse pour les chevaux qui ne répondent pas aux traitements traditionnels.

- **Une accélération de la cicatrisation :** Le PRP est riche en facteurs de croissance qui stimulent la prolifération des cellules et la production de nouveau tissu. Cela permet de réduire le temps de guérison des blessures et des lésions.
- **Une réduction de la douleur :** Le PRP a des propriétés anti-inflammatoires qui permettent de soulager la douleur et l'inflammation associées aux pathologies musculo-squelettiques.
- **Une amélioration de la fonction articulaire :** Le PRP peut aider à réparer les dommages au cartilage et aux ligaments, ce qui permet d'améliorer la fonction articulaire et la qualité de vie du cheval.



Caractéristiques techniques

Utilisation	Autologue	Enrichissement plaquettaire	Sélectif
Volume de sang initial	50 mL	Ratio globules blancs/plaquettes	Moyenne : 0,3
Concentration plaquettaire	Moyenne : 5,2 fois la valeur de base	Durée du traitement	30 à 50 minutes
Volume de PRP	Ajustable manuellement		

Référence	XV100042
Fournisseur	Orthogen Veterinary

